



Livskvalitet sedan 1825

Toalettsits Nordic 325 - standard

Standardsits med lift off funktion

Produktegenskaper

- Toalettmodell 325, 344 år 1977 - 1995

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7881005	GB1929900226	7391530030111

Montering & Skötsel

Se den medfølgende installeringsanvisningen. Bruk et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri klorbaserte eller slipende rengjøringsmidler. Tørk alltid til slutt av med en ren klut. Tørk bort kalk og urinflekker under ringen slik at de ikke setter seg. Hvis flekken ikke går bort, gnir du gjentatte ganger med varmt såpevann og en myk klut på flekken. Ikke spray kjemikalier eller rengjøringsmiddel direkte på setet. Komponenter i setet kan bli skadet. De myke og harde setene våre er gjennomfargede og mister ikke fargen hvis de behandles riktig. Harde seter kan imidlertid tape seg litt på overflaten under ringen hvis det går for lang tid mellom rengjøringene. De kan eventuelt friskes opp med lett polering med bilpoleringsmiddel uten slipeeffekt på en myk klut. Gjør det til en vane å la lokket og ringen stå oppe etter rengjøring av toalettskålen, slik at vaskemiddel og vann får mulighet til å tørke.

Energimærkning och certifieringar

Teknisk informasjon

- Anslutningsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste

